

Esco Terminator EPL

Herramienta de preparación de extremos de sujeción por el diámetro interior de 8-5/8" de diámetro interior a 36" de diámetro exterior (219 mm de diámetro interior a 915 mm de diámetro exterior)

La Mactech "Terminator" es una potente máquina de preparación de extremos para sujeción por el diámetro interior, fácil de usar y capaz de ofrecer preparaciones de extremos de precisión en tubos aleados de todo tipo, incluido el SuperDuplex, con un intervalo de trabajo que va de tubos de 8-5/8" de diámetro interior a tubos de 36" de diámetro exterior.

El potente motor neumático de 4 hp fácilmente intercambiable o el motor hidráulico opcional funcionan suavemente y sin ruido.

El Terminator se monta rígidamente en el diámetro interior del tubo y utiliza cuchillas de forma en espesores de pared por encima de 2". El seguidor del diámetro interior opcional crea preparaciones de extremos simétricas y precisas en tubos cilíndricos a cualquier ángulo, incluido "J".

Las herramientas de preparación de extremos de Mactech han estado presentes durante más de 50 años y tienen fama de ser robustas, fiables y fáciles de usar. Nuestro experimentado personal ha asumido el compromiso de ayudarle a elegir la mejor herramienta para hacer su trabajo eficientemente. Para obtener más información, póngase en contacto con el distribuidor local o con esta oficina.



Especificaciones:

Intervalo de trabajo: 8,625" de diámetro interior a 36" de diámetro exterior

Motor neumático: 4 h.p. (2,244 kW)

Presión de aire: 90 p.s.i. (6,2 bar)

Caudal de aire: 95 cfm (2.690 l/min)



Mactech (Europe) Ltd
Mactech House
Riverdane Road
Eaton Bank Trading Estate
Congleton
Cheshire
CW12 1PN
+ 44 (0) 1260 281431

Mactech (Europe) Ltd.
Mactech House
Howe Moss Drive
Dyce
Aberdeen
Scotland
AB21 0GL
+ 44 (0) 1224 722666

Mactech (Europe) BV
Moerbeij 16
3371 NZ
Hardinxveld-Giessendam
Netherlands
+31 (0) 184 633 953

Mactech Europe LTD

Intervalo de diámetros interiores (pulg)	Intervalo de diámetros interiores (mm)	Nº pieza de la cuña	Combinación de abrazaderas	
8,625 – 10,75 10,5 – 12,75 12,5 – 14,75 14,5 – 16,75	219,08 – 273,05 266,70 – 323,85 317,50 – 374,65 368,30 – 425,45	Cuña 219 Cuña 219 Cuña 219 Cuña 219	T1 T1 y T2 T1 y T3 T1 y T4	Nervio de abrazadera Juego de nervios y tacos de abrazadera Juego de nervios y tacos de abrazadera Juego de nervios y tacos de abrazadera
16,5 – 18,75 18,5 – 20,75 20,5 – 22,75 22,5 – 24,75 24,5 – 26,75	419,10 – 476,25 469,90 – 527,05 520,70 – 577,85 571,50 – 628,65 622,30 – 679,45	Cuña 219 Cuña 219 Cuña 219 Cuña 219 Cuña 219	T1 y T5 T1 y prolongación 219 y T2 T1 y prolongación 219 y T3 T1 y prolongación 219 y T4 T1 y prolongación 219 y T5	Juego de nervios y tacos de abrazadera Juego de nervios y prolongaciones y tacos de abrazadera Juego de nervios y prolongaciones y tacos de abrazadera Juego de nervios y prolongaciones y tacos de abrazadera Juego de nervios y prolongaciones y tacos de abrazadera
14,75 – 16,25 16 – 18,5 18 – 20,5 20 – 22,5 22 – 24,5	374,65 – 412,75 406,40 – 469,90 #457,20 – 520,70 508,00 – 571,50 558,80 – 622,30	Cuña 374 Cuña 374 Cuña 374 Cuña 374 Cuña 374	T1 T1 y T2 T1 y T3 T1 y T4 T1 y T5	Juego de nervios y tacos de abrazadera Juego de nervios y tacos de abrazadera Juego de nervios y tacos de abrazadera Juego de nervios y tacos de abrazadera Juego de nervios y tacos de abrazadera
24 – 26,5 26 – 28,5 28 – 30,5 30 – 32,5 32 – 34,5 34 – 36,5	609,60 – 673,10 660,40 – 723,90 711,20 – 774,70 762,00 – 825,50 812,80 – 876,30 863,60 – 927,10	Cuña 374 Cuña 374 Cuña 374 Cuña 374 Cuña 374 Cuña 374	T1 y T6 T1 y prolongación 374 y T2 T1 y prolongación 374 y T3 T1 y prolongación 374 y T4 T1 y prolongación 374 y T5 T1 y prolongación 374 y T6	Juego de nervios y tacos de abrazadera Juego de nervios y prolongaciones y tacos de abrazadera Juego de nervios y prolongaciones y tacos de abrazadera Juego de nervios y prolongaciones y tacos de abrazadera

